

Réf.: DP-M1200C

13,34 € HT le lot de 20 (15,95 € TTC) Vendu par lot de 20

**DESCRIPTIF :**

MASQUES JETABLES FFP2 CONFORME GRIPPE A PORCINE OU MEXICAINE
Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque, barette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barette nasale.

CONFORME A LA PROTECTION DE LA GRIPPE A, GRIPPE PORCINE, GRIPPE MEXICAINE.

VOIR NOS CONSEILS D UTILISATION MASQUES GRIPPE A

Matériaux : Masque : synthétique non tissé.

Lanières : élastique.

NORMES :

CE, CLASSE FFP2, EN 149

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DP-M1200VC

12,07 € HT le lot de 10 (14,44 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :****DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP2 AVEC VALVE**

Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque, barette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barette nasale, soupape d'expiration haute performance.

CONFORME A LA PROTECTION DE LA GRIPPE A, GRIPPE PORCINE, GRIPPE MEXICAINE.

VOIR NOS CONSEILS D UTILISATION MASQUES GRIPPE A

Matériaux : Masque : fibre synthétique non tissée.

Lanières : élastique.

NORMES :

CE, CLASSE FFP2, EN 149

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-M1200VPC

12,07 € HT le lot de 10 (14,44 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :****DEMI-MASQUES JETABLES PLIABLES FFP2 AVEC VALVE**

Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barette nasale, soupape d'expiration haute performance, pliable.

CONFORME A LA PROTECTION DE LA GRIPPE A, GRIPPE PORCINE, GRIPPE MEXICAINE.

VOIR NOS CONSEILS D UTILISATION MASQUES GRIPPE A

Matériaux : Masque : synthétique non tissé.

Lanières : élastique.

NORMES :

CE, CLASSE FFP2, EN 149

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-2400BIS

36,00 € HT le lot de 20 (43,06 € TTC) Vendu par lot de 20

**DESCRIPTIF :**

MASQUES FFP2 D CONFORMES GRIPPE A - PORCINE OU MEXICAINE
Vendu par boîte de 20 masques.

Champs d'application : Contre les poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile.

Caractéristiques : Forme classique, sans Soupape-Ventex, sans lèvres d'étanchéité, avec bride coulissante réglable, sans entretien.

CONFORME A LA PROTECTION DE LA GRIPPE A, GRIPPE PORCINE, GRIPPE MEXICAINE.

VOIR NOS CONSEILS D UTILISATION MASQUES GRIPPE A

NORMES :

CE, CLASSE FFP2 D, EN 149

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: MDX-2405BIS

63,40 € HT le lot de 20 (75,83 € TTC) Vendu par lot de 20

**DESCRIPTIF :**

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES JETABLES FFP2 D AVEC SOUPAPE VENTEX
La boîte de 20 masques.

Champs d'application : Contre les poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile.

Caractéristiques : Forme classique, avec Soupape-Ventex, sans lèvres d'étanchéité, avec bride coulissante réglable.

CONFORME A LA PROTECTION DE LA GRIPPE A, GRIPPE PORCINE, GRIPPE MEXICAINE.

VOIR NOS CONSEILS D UTILISATION MASQUES GRIPPE A

NORMES :

CE, CLASSE FFP2 D, EN 149

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours