

Réf.: DP-MASQU2

3,05 € HT le lot de 100 (3,65 € TTC) Vendu par lot de 100

**DESCRIPTIF :****MASQUE 2 PLIS EN PAPIER**

Boîte de 100 masques d'hygiène 2 plis, papier double épaisseur avec élastique de maintien

Matériaux : Papier double épaisseur

Lanière : plastique

Exemples d'utilisation : Hygiène. Industrie. High tech.

**NORMES :**

SANS NORME

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

blanc

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-MASQUG

4,77 € HT le lot de 50 (5,70 € TTC) Vendu par lot de 50

**DESCRIPTIF :****MASQUE 3 PLIS TYPE MEDICAL VERT AVEC LIEN ELASTIQUE**

Descriptif :

Masque d'hygiène type médical 3 plis. Papier double épaisseur. Lien de maintien élastique et barrette nasale. Boîte de 50 masques.

Matériaux :

Papier double épaisseur.

Points forts

Lien de maintien élastique

Exemples d'utilisation

Hygiène Santé

**NORMES :**

SANS NORME

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* blanc**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-MASQUV

4,97 € HT le lot de 50 (5,94 € TTC) Vendu par lot de 50

**DESCRIPTIF :****MASQUE TYPE MEDICAL VERT AVEC LIEN**

Boîte de 50 masques type médical vert/blanc, 3 plis non stérile, lien de maintien et barrette nasale

Matériaux : Masque : 3 plis non stérile  
Lanière : plastique

Exemples d'utilisation : Hygiène. Santé.

**NORMES :**

SANS NORME

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:  
bicolore blanc/vert

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LC-PLM-03

418,50 € HT le lot de 3000 (500,53 € TTC) Vendu par lot de 3000

**DESCRIPTIF :****MASQUE DES SOINS PROXICARE**

Vendu par 3 cartons de 20 boîtes distributrices de 50 masques.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Masque en polypropylène : 175 X 95 mm. Elastique auriculaire environ 210 mm de long.
- Sans fibre de verre.
- Sans odeur.
- Barrette nasale en aluminium pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer l'adhésion du masque.
- Sans latex.

**APPLICATIONS :**

- Visiteurs en contact avec un patient.
- Confort et douceur renforcés pour faciliter le port du masque à des personnes peu habituées à porter un masque.
- Utilisé également dans l'industrie (alimentaire,...).

**NORMES :**

SANS NORME

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 blanc
**TAILLES :**


unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LC-PLM-02

446,40 € HT le lot de 3000 (533,89 € TTC) Vendu par lot de 3000

**DESCRIPTIF :**

MASQUE CHIRURGICAL HAUTE FILTRATION NONSTÉRILE AVEC éLASTIQUES  
Vendu par 3 cartons de 20 boites distributrices de 50 masques - Classe 1

Masque de petite chirurgie à élastique auriculaire sans latex, 3 plis, anti buée, hypoallergénique

Utilisation : protection pour la chirurgie, les examens médicaux et dentaires, et l'industrie.

Niveau de filtration supérieur ou égal à 98% tout en procurant à ce dernier un excellent confort respiratoire. BFE < 29,4 Pa.

- Le principe de filtrage cumule l'effet de trois couches en polypropylène exempt de fibres de verre.

- La couture du masque évite toute perforation préjudiciable à la sécurité de filtration.

- Le concept de la barrette nasale en aluminium est plus actif par rapport aux barrettes habituelles en métal, créant un premier coussinet de pression sur la peau. Un second coussinet d'étanchéité est assuré par l'épaisseur de l'enveloppe de la barrette.

- L'ajustement du masque est parfait quelle que soit la configuration du visage.

- De larges plis développent à l'intérieur du masque une importante chambre de respiration.

- Du fait des élastiques, ce masque tient parfaitement au visage.

Matière : POLYPROPYLENE non tissé - filtre sans fibre de verre.

Dimensions : 175 x 95 mm - Elastique auriculaire environ 340 mm étiré.

**NORMES :**

CE, EN 14683 : 2006

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 vert

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LC-PLM-01

446,40 € HT le lot de 3000 (533,89 € TTC) Vendu par lot de 3000

**DESCRIPTIF :**

MANQUE CHIRURGICAL JETABLE TRÈS HAUT FILTRATION PROFILMASK  
Vendu par 3 cartons de 20 boîtes distributrices de 50 masques.

- Masque de petite chirurgie à élastique auriculaire sans latex, 3 plis, anti buée, hypoallergénique.  
Niveau de filtration supérieur ou égal à 98% tout en procurant à ce dernier un excellent confort respiratoire. BFE < 29,4 Pa.
- Le principe de filtrage cumule l'effet de trois couches en polypropylène exempt de fibres de verre.
  - La couture du masque évite toute perforation préjudiciable à la sécurité de filtration.
  - Le concept de la barrette nasale en aluminium est plus actif par rapport aux barrettes habituelles en métal, créant un premier coussinet de pression sur la peau. Un second coussinet d'étanchéité est assuré par l'épaisseur de l'enveloppe de la barrette.
  - L'ajustement du masque est parfait quelle que soit la configuration du visage.
  - De larges plis développent à l'intérieur du masque une importante chambre de respiration.
  - Du fait des élastiques, ce masque tient parfaitement au visage.

Utilisation : protection pour la chirurgie, les examens médicaux et dentaires, et l'industrie.

Matière : POLYPROPYLENE non tissé - filtre sans fibre de verre.

Dimensions : 175 x 95 mm - Élastique auriculaire environ 340 mm étiré.

**NORMES :**

CE, EN 14683 : 2006

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 bleu ciel

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: LC-PLM-04

390,60 € HT le lot de 750 (467,16 € TTC) Vendu par lot de 750

**DESCRIPTIF :**

MASQUE D INTERVENTION à VISIÈRE VISIO PROFILMASK  
Vendu 30 boîtes de 25 masques.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Norme EN 14683 : 2005.
- Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB> 95%.
- Pression différentielle : DP < 29,4 Pa.
- Filtre en polypropylène.
- Sans fibre de verre.
- Assemblage par soudure ultrasonique.
- Sans odeur.
- Barrette nasale en aluminium pour limiter la formation de buée pour les porteurs de lunettes et améliorer l'adhésion du masque.
- Sans latex.
- Dimension : 180 X 90 mm. Elastique auriculaire environ 195 mm de long.

**ATOUT DE LA VISIÈRE PANORAMIQUE :**

- Protection totale du visage : yeux et partie supérieure.
- Protection frontale et latérale.
- Pas de déformation de la vision.
- Possibilité de porter des lunettes correctrices.
- Protection des lunettes correctrices.
- Limite la formation de buée au niveau des lunettes correctrices.

**APPLICATIONS :**

- Petite chirurgie.
- Examens médicaux et dentaires.
- Interventions à risque de projection liquide.
- Préparation de produits liquides.
- Idéal pour les porteurs de lunettes correctrices.

180 X 90 mm Largeur

Elastique auriculaire environ 195 mm de long.

**NORMES :**

SANS NORME

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 bleu ciel
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours